

제품설명서

Product Manual



제품특징

적합성 - 냉마사지에 요구되는 온도 및 지속시간 유지

휴대성 - 가볍고 작아 휴대하기 용이

편리성 - 사용하기 쉽고 간단하여 남녀노소 사용가능

경제성 - 별도의 어댑터 / 배터리없이 반영구적 사용

Features

Suitability - Proper temperature and continuous time to cool massage

Portability - Lightweight & convenient size to carry.

Usability - Easy and simple using way for all ages.

Economics - Semi-permanent use without an extra adapter or battery.

사용효과

- 얼굴붓기완화
- 열감완화
- 가려움증완화

Effectiveness




- Relieves the puffiness of face
- Cools the hot flash and redness during exposure
- Relieves the itchy skin(pruritus)

사용방법

1. 냉동실에 카트리지만 약 1시간 30분정도 얼려주십시오.
2. 본체의 평평한 쪽 뚜껑을 열어 카트리지를 넣어주십시오.
3. 사용준비 완료.
4. 사용시에는 본체의 둥근면을 열어 사용해주십시오.

Instruction

1. Put cartridge in the Freezer during about 1 hr and 30 min.
2. Unlock the flat-shaped cap and put the cartridge in it
3. Ready to use
4. Open the round-shaped cap when using it



주의사항

- 영유아의 손에 닿지 않게 보관하십시오.
- 카트리지의 뚜껑을 열어 내용물을 흘리지 마십시오.
- 뜨거운물로 세척하지 말아 주십시오.
- 전자레인지나 기타 열기구에 넣지 마십시오.

Caution

- Keep out of reach of children.
- Do not open the cap of cartridge and spill content in it.
- Do not wash with hot water.
- Do not put in microwaves and other heating apparatus.

